

## Bestätigung über Funktionalität

**Produkt: Spermienanzahl Selbsttest**

**Artikelnr: 6106**

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

bei dem Produkt Spermienanzahl Selbsttest ist es normal, dass der Probensammelbecher die Substanz „verflüssigende Pulver“ (Liquifying Powder) enthält, welches in der Farbe von weiß bis braun variieren und in verschiedenen Mengen und Verteilungen auftreten kann (siehe Bilder unten für Details).

Die Farbe, die Morphologie und die Menge des verflüssigenden Pulvers im Probensammelbecher haben keinen Einfluss auf die Produktleistung.



Mit freundlichen Grüßen

Ihre Siegmund Care Team

Oberottmarshausen,  
den 25.01.2024