

Seidenmaske Silk mask



1

Bedecken Sie Mund und Nase und hängen Sie die Ohrriemen beider Seiten der Maske an die Ohren.

Cover the mouth and nose and hang the ear straps of both sides of the mask on ears.



2

Um das Einatmen ungefilterter Luft zu vermeiden, passen Sie den Draht an die Nasenbrücke an, damit die Seidenmaske dicht anliegt.

Fix the wire according to the shape of the nose bridge to prevent air from entering.



3

Bitte ziehen Sie die Maske nach unten zum Unterkiefer, um einen dreidimensionalen Atemraum zu erzeugen. Prüfen Sie, ob beim Einatmen die Maske richtig sitzt und justieren Sie bei Bedarf nach.

Please pull the mask down to the lower jaw to present the three-dimensional breathing space instantly.